

far.

DÉTERGENT 3D NEUTRE CITRONNELLE

170

173

176



Réf : 569172 (5L) - 569175 (20mL) - 569178(2,5L)

DÉTERGENT DÉSINFECTANT SURODORANT PRODUIT BIOCIDÉ TP 2

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Produit d'entretien quotidien des sols.
Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum.
Bactéricide. Virucide. (voir au verso pour plus de détails)



MODE D'EMPLOI

Diluer de 0,5 à 1% dans l'eau.
Inutile de rincer sauf dans le cas de lavage de surfaces pouvant être au contact de denrées alimentaires où le rinçage est obligatoire.

Désinfection : Diluer de 1 à 5%.

Laisser agir 5 à 15 minutes.

Se référer aux normes ci-après selon l'action désinfectante souhaitée.

ETIQUETAGE RÉGLEMENTAIRE

- Pas d'étiquetage
- Etiquetage : GHS07; GHS09
- Etiquetage additionnel

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Consignes de sécurité : se référer à la fiche de données de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	COULEUR	PH	DENSITÉ	ODEUR
liquide limpide	vert	6,5 - 7,5	0,99 - 1,01	citronnelle

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.
- Stocker à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

ref.569172 (170) : Bidon de 5L - carton x2 - palette x128
ref.569175 (173) : Dose de 20mL - carton x250 - palette x18 000
ref.569178 (176) : Autoflex 2,5L - carton x2 - palette x128

TRANSPORT ADR

- SOUMIS : UN 3082
- NON SOUMIS

NATURE CHIMIQUE

- Agents de surface non ioniques, agents de surface cationiques <5%
- Désinfectant
- Parfums

CODE DOUANIER

34025090

Formule déposée au centre Antipoison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA).

ENVIRONNEMENT

Surconditionnement : carton recyclable
Poche Flex 2.5L, bidon de 5L et dose : emballage recyclable

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)1.42.70.54.55 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

MATÉRIEL DE DOSAGE PRÉCONISÉ POUR LA POCHE FLEX 2,5L



534318 - Doseur 1 produit chimique haut débit seuu ECOMIX COMP
534317 - Doseur 1 produit chimique bas débit pulvé ECOMIX COMPAC
600076 - Raccord jonction ECOMIX
534319 - Doseur 2 produits chimique haut débit 1 seuu +
1 pulvé ECOMIX COMP
537625 - ECOMULTI COMPACT 6P 4 pulvés + 2 seaux
570018 - Support crochet flex 2,5L

USAGE RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

GRUPE HEDIS - 136 Rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS PERRET
Standard : 01.42.70.54.55 - www.groupe-hedis.com

FABRICATION FRANÇAISE

31-03-2026 Ind.2

far.

DÉTERGENT 3D NEUTRE CITRONNELLE

PRODUIT BIOCIDÉ TP 2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

Substances actives biocides : chlorure d'alkyl dimethyl benzylammonium, CAS : 68424-85-1, 25 g/kg - alcool éthylique, 64-17-5, 25 g/kg.

Date de péremption : 24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

NORMES



SOUCHES

BACTÉRICIDE

EN CONDITIONS DE SALETÉ

EN 1276

1%

5 min

20°C

Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa

EN 13697

2%

15 min

20°C

Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa

VIRUCIDE

EN CONDITIONS DE SALETÉ

EN 14476

virus enveloppés*

3%

15 min

20°C

Virus de la vaccine

*VIRUS ENVELOPPÉS

autres souches couvertes par la norme

Virus de la Vaccine

Filoviridae

Flavivirus

Herpesviridae

Virus de l'hépatite B (VHB)

Virus de l'hépatite C (VHC)

Virus de l'hépatite Delta (VHD)

Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)

Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)

Coronavirus

Paramyxoviridae

Virus de la rubéole

Virus de la rougeole

Virus de la rage

Virus de la grippe

Poxviridae

USAGE RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

GROUPE HEDIS - 136 Rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS PERRET

Standard : 01.42.70.54.55 - www.groupe-hedis.com

FABRICATION FRANÇAISE

31-02-2026 Ind.2